




Invacare **Adeo C407A**

Cadre de toilette en aluminium anodisé.

- Réglable en hauteur de 640 à 740 mm
- Larges accoudoirs pour un plus grand confort
- Peut être utilisé avec un réhausse WC

Pièces détachées

- ❶ Manchettes d'accoudoirs (la paire) C407-MA01A
- ❷ Embout Ø 25 mm UNIV-00001




Invacare **Izzo H340**

Cadre de toilettes et réhausse WC avec un cadre en époxy.

- Assise réglable en hauteur de 450 à 550 mm
- Haute résistance contre la corrosion
- Accoudoirs escamotables
- Dossier amovible
- Seau: Ø 315 mm (ext.), 260 mm (int.), profondeur 160 mm
- Montage sans outils

Pièces détachées

- ❶ Lunette sans abattant H340-MA04A
- ❷ Abattant H340-MA03A
- ❸ Tube de dossier H340-MA01A
- ❹ Mousse d'accoudoir H340-MA02A
- ❺ Seau + couvercle H340-00004
- ❻ Embout Ø 28 mm H340-MA06A
- ❼ Bague antibruit H340-00007



Invacare **Styxo 9630E**

Cadre de toilettes qui remplit 3 fonctions : cadre de toilettes, réhausse WC et chaise-toilettes.

- Assise réglable en hauteur de 390 à 540 mm
- 7 réglages tous les 25 mm
- Large assise pour un meilleur confort
- Dossier amovible
- Seau: Ø 325 mm (ext.), 265 mm (int.), profondeur 220 mm
- Livré avec un support anti-éclaboussures et un seau avec couvercle sans anse

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	C407A	H340	9630E
Poids (kg)	2	8,8	5,5
Poids max. utilisateur (kg)	100	100	135



Cadres de toilettes /
Réhausse WC





Aquatec **90 1470914, 1470915**

Réhausse WC compatible avec tous les WC courants.

- Réhausse l'assise de 100 mm
- Simplicité de fixation au WC (butée à l'avant et 2 cales latérales)
- Grande stabilité grâce aux antidérapants
- Facilité de nettoyage grâce à l'abattant amovible
- Disponible avec abattant (réf. 1470914) et sans abattant (réf. 1470915)

Pièces détachées

- ❶ Abattant avec charnière 16224
- ❷ Set de deux cales de fixation et de réglage 16225
- ❸ Antidérapant (unité) 16508



Aquatec **90000 8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121**

Réhausse WC Confort
Idéal pour les WC suspendus, **Modèles différents** : Réhausse le WC de 20,60 ou 100mm, Facilité de montage et démontage, Simplicité de nettoyage
Disponible avec ou sans accoudoirs

Pièces détachées

- ❶ Abattant 16796, ❷ Antidérapant (unité) 16508
- ❸ Clips 16798, ❹ Fixations 11073D

NOUVEAU



Aquatec **900 10128-10**

Réhausse WC ajustable en hauteur.
Réhausse le WC de 60, 100 ou 150 mm
Facilité de transfert grâce aux accoudoirs relevables
Disponible sans accoudoirs (réf. 10129-10)
Livré avec accoudoirs en standard.
Nouveau : Compatible désormais avec les cuvettes de toilette carrées et les WC suspendus.

- Abattant 70170,
- Tube portant l'abattant 72055,
- Clip 70162,
- Kit visserie de fixation 16565,
- Barre de fixation SP1643771,
- Vis 1470275,
- Croix de fixation (la paire) 70132,
- Accoudoirs (la paire) 10105-10-2,
- Manchettes d'accoudoirs 10158

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	1470915	1470914	10128-10	8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121
Poids (kg)	1,1	1,6	5	
Poids max. utilisateur (kg)	225	225	120	150

