



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace **Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à :



## Invacare® Stream®

Fauteuil électrique roues arrière motrices à usage mixte intérieur/extérieur



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Electronique Control Dynamic Shark avec support de manipulateur réversible fixe, version 6 km/h et support de manipulateur escamotable à droite, version 9 km/h
- Vitesse 6 ou 9 km/h
- 2 batteries de 50 Ah
- Autonomie 25 km
- Roues arrière pneumatiques 14", roues avant en bandage 8"
- Franchissement 60 mm
- Assise ajustable en angle -5° / 22°
- Largeur d'assise de 430 à 480 mm
- Profondeur d'assise réglable de 450 mm à 510 mm
- Dossier inclinable manuellement de -10° à 30°

- Hauteur de dossier 480 mm
- Accoudoirs réglables en largeur, hauteur de 190 à 280 mm
- Repose-pieds escamotable 80° séparés
- Roulettes anti-bascule
- Equipement route de série avec télécommande (LED à l'arrière) sur la version 6 km/h, en option sur la version 9 km/h.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg.

### Désignations et codes LPPR :

- 4111854** - VHP, propulsion électrique, à dossier non inclinable
- 4147668** - VHP, propulsion électrique, à dossier inclinable
- 4130136** - propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées (AA1)

Homologué en dossier non inclinable, dossier inclinable et en AA1

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

\*Le fauteuil Invacare® Stream bénéficie également d'une prise en charge en dossier fixe code LPPR 4111854 et dossier inclinable code LPPR 4147668.

\*Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

CODE	Quantité	DESIGNATION	Euros		
			Prix Public	LPPR*	
			HT	TTC	
<b>Invacare® Stream - Dossier non inclinable, dossier inclinable, AA1</b>					
<input type="checkbox"/> Pour une adaptation personnalisée avec un dossier <i>Invacare® Matrix</i> veuillez remplir la fiche de prise de mesure séparément. Livré non monté.					
1533424		Version 6 km/h, Equipement route de série (LED à l'arrière)Coloris Gris. Code LPPR - 4111854 Code LPPR - 4147668 Code LPPR - 4130136	3 306,11	3 487,95	2702,81 2781,76 3487,95
1533501		Version 9 km/h, Coloris Gris. Code LPPR - 4111854 Code LPPR - 4147668 Code LPPR - 4130136	3 306,11	3 487,95	2702,81 2781,76 3487,95
<b>Accessoire pour Invacare® Stream® - version 9 km/h</b>					
SP1530210		Equipement route (LED à l'arrière) avec télécommande pour la version 9 km/h	195,26	206,00	
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.					



Equipement Route pour *Invacare® Stream®*