



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Action® Vertic



Fauteuil roulant manuel en aluminium à verticalisation électrique

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Coloris Argent.
- Accoudoirs tubulaires relevables, réglables en hauteur.
- Pente d'assise 4°
- Sangle pectorale, ceinture abdominale, appui sous-rotulien amovible en mousse et sangle appui-mollets
- Batteries 24 V, 3,8 Ah. Chargeur
- Poids : à partir de 27 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 115 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



**Notez que la prescription de ce fauteuil verticalisateur n'exclut pas la prescription d'un autre fauteuil roulant manuel de type standard. (prescription assurée par un médecin de médecine physique et de réadaptation)**



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CSB0025	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® Vertic Code LPPR 4183434		3 469,19	3 660,00	2 425,05
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		
<b>COMMANDE ELECTRIQUE</b>					
CSB0050	<input type="checkbox"/> Commande à droite		◆	◆	
CSB0051	<input type="checkbox"/> Commande à gauche		○	○	
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise et profondeur de châssis</b>					
Largeur d'assise 380 mm CSB0145					
CSB0150	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 410 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		◆	◆	
CSB0160	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 435 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		○	○	
CSB0170	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 460 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		○	○	
Largeur d'assise 430 mm CSB0175					
CSB0180	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 460 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		◆	◆	
CSB0190	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 485 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		○	○	
CSB0200	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 510 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm	NC : 0550	○	○	
Largeur d'assise 480 mm CSB0205					
CSB0210	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 460 mm / Profondeur toile d'assise : 450 mm		◆	◆	
CSB0220	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 485 mm / Profondeur toile d'assise : 450 mm		○	○	
CSB0230	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 510 mm / Profondeur toile d'assise : 450 mm	NC : 0550	○	○	
<b>Hauteur d'assise avant</b>					
CSB0240	<input type="checkbox"/> 520 mm		◆	◆	
<b>Toile d'assise</b>					
CSB0250	<input type="checkbox"/> Nylon noir réglable en tension		◆	◆	
<b>DOSSIER</b>					
<b>Type de dossier</b>					
CSB0260	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - régl. en hauteur - rabat. sur l'assise		◆	◆	

Invacare® Action® Vertic				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Hauteur de dossier</b>						
CSB0265	<input type="checkbox"/>	320 mm, sans rallonge de dossier	NC : 0680	○	○	
CSB0270	<input type="checkbox"/>	380 mm		◆	◆	
CSB0280	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
CSB0290	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
CSB0300	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
CSB0310	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
CSB0320	<input type="checkbox"/>	480 mm		○	○	
<b>Garniture de dossier</b>						
CSB0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourré réglable en tension		◆	◆	
<b>REPOSE-PIEDS</b>						
<b>Palette monobloc</b>						
CSB0350	<input type="checkbox"/>	Position avancée		◆	◆	
CSB0360	<input type="checkbox"/>	Position reculée	NC : 0400	○	○	
<b>Distance UL (= segment jambier utilisateur - épaisseur du coussin éventuel)</b>						
CSB0370	<input type="checkbox"/>	405 mm		○	○	
CSB0380	<input type="checkbox"/>	425 mm		○	○	
CSB0390	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
CSB0400	<input type="checkbox"/>	460 mm (palette en position avancée uniquement)		◆	◆	
<b>Angle de palette</b>						
CSB0420	<input type="checkbox"/>	Position standard (perpendiculaire aux potences)		○	○	
CSB0430	<input type="checkbox"/>	Position standard + 5° (plus ouvert)		◆	◆	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
CSB0440	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs tubes		◆	◆	
<b>ROUES AVANT</b>						
CSB0480	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" bandage gris		◆	◆	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
<b>Roues arrière</b>						
CSB0490	<input type="checkbox"/>	24" x 1" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 0530	◆	◆	
CSB0500	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées		○	○	
CSB0510	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées		○	○	
<b>Mains-courantes</b>						
CSB0520	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	
CSB0530	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		87,20	92,00	
<b>Axes de roue arrière</b>						
CSB0540	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆	
<b>Position de la roue arrière</b>						
CSB0550	<input type="checkbox"/>	Standard		○	○	
CSB0560	<input type="checkbox"/>	Active		◆	◆	
<b>Carrossage</b>						
CSB0570	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆	
CSB0580	<input type="checkbox"/>	4°		○	○	
<b>Pompe</b>						
CSB0600	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00	
<b>FREINS</b>						
CSB0610	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆	
<b>OPTIONS</b>						
CSB0620	<input type="checkbox"/>	Sangle pectorale		◆	◆	
CSB0630	<input type="checkbox"/>	Ceinture abdominale		◆	◆	
CSB0640	<input type="checkbox"/>	Appui sous-rotulien amovible en mousse		◆	◆	
CSB0650	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets		◆	◆	
CSB0660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule, la paire		114,69	121,00	
CSB0680	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		109,00	115,00	
CSB0700	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible et réglable en profondeur		135,55	143,00	76,84



**Position des roues arrière selon la profondeur d'assise**





*Position de l'axe de roues arrière*

Profondeurs	P5	P4	P3	P2	P1
41 cm	-	Standard	-	Actif	-
43.5 cm	-	Standard	Actif	-	-
46 cm	Standard	Actif	-	-	-
48.5 cm	Standard	Actif	-	-	-
51 cm	Actif	-	-	-	-

Stabilité ← ————— → Manoeuvrabilité

- Position autorisée       - Position déconseillée

P5    P4    P3    P2    P1  
               Avant du fauteuil

<i>Invacare® Action® Vertic</i>		Euros				
		Prix Public		LPPR*		
		HT	TTC			
<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)	1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe basic 2 parties télescopiques</b> : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	<b>NOUVEAU</b>	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques</b> : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	559,24	590,00	<b>NOUVEAU</b>	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	<b>NOUVEAU</b>	 1654130