



Invacare®

Action® 1_{NG}

Simple, robuste et fonctionnel

Trusted Solutions,
Passionate People



Caractéristiques et Options

Le fauteuil *Invacare Action^{NG}* est conçu avec un châssis en acier ce qui lui confère une solidité exceptionnelle et un poids maîtrisé. L'utilisation du même croisillon que sur le reste de la gamme *Action* rend le fauteuil stable, rigide et permet ainsi une propulsion manuelle plus aisée. *Action^{NG}* est disponible avec une configuration standard mais peut également recevoir de nombreux accessoires pour répondre aux différentes pathologies et ainsi permettre une utilisation quotidienne du fauteuil selon les besoins. *Action^{NG}* est une réponse idéale pour ceux qui cherchent un fauteuil de qualité, robuste, économique et simple d'utilisation.



Repose-jambes Standard

Sa structure en acier et son mécanisme robuste du réglage en angle lui confère une grande solidité.



Invacare Action^{NG} Dual HR

Système à double main-courante réversible en aluminium à démontage rapide. Deux positions possibles pour la main-courante intérieure.



Invacare Action^{NG} Transit

Une version transit équipée de roues arrière bandages de 12'' est disponible pour les personnes dépendantes.

Rétrocompatibilité et modularité

Action^{NG} partage de nombreux éléments avec le reste de la famille *Action*, comme les freins, les roues, les repose-jambes, le porte-canne, ou encore la tige porte-sérum. Cela vous permettra d'adapter facilement votre fauteuil *Action^{NG}* pour répondre parfaitement aux besoins de l'utilisateur. La rétrocompatibilité des pièces au sein de la gamme *Action^{NG}* réduit la complexité de gestion, de prescription et d'ajustement des produits.

Manœuvrable, transportable et compact

Action^{NG} a été conçu pour offrir une bonne manœuvrabilité en intérieur comme en extérieur, aussi bien en propulsion manuelle qu'en version transit manipulée par une tierce-personne ou double. Son système de pliage par simple ou double croisillon, sa compacité et ses roues arrière à démontage rapide facilitent le transport et le stockage.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Pente d'assise	Hauteur d'assise	Angle de dossier	Hauteur du dossier	Angle des potences	UL
<i>Invacare Action^{NG}</i>	405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	450 / 500 mm	7° / 0° à 30°	410 mm	80° / 0° à 80°	330 - 455 mm
	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Largeur pliée hors-tout	Largeur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Hauteur hors-tout	Poids max. utilisateur	Poids du fauteuil
<i>Invacare Action^{NG}</i>	240 mm	Largeur d'assise + 215 / 205 mm ²	315 / 305 mm ²	1045 / 1085 mm ²	815 / 855 mm ²	865 / 915 mm	127 kg	16,5 / 18,6 ¹ / 18,8 kg ²

	Poids de transport
<i>Invacare Action^{NG}</i>	10,5 / 11,5 ¹ / 12,9 kg ²

Coloris du châssis

Bleu nuit / Gris Argent



Revêtement du siège

Nylon noir



1. Avec double main-courante
2. Avec freins tambours