

La gamme de matelas *Invacare Softform* est une large gamme de matelas permettant de répondre à tous les besoins.

Ces matelas sont composés de matériaux de qualité pour apporter un maximum de confort tout en assurant une bonne prévention des escarres.

### Guide de choix *Softform*

		LPPR	Code LPPR	Niveau de risque	Largeur	Longueur	Hauteur	Poids	Poids max utilisateur	Garantie
<i>Invacare Clinic</i> Code : 1497566		Générique	1211383	Faible	880 mm	1950 mm	140 mm	12 kg	120 kg	2 ans
<i>Invacare Atmos</i> Code : L880, L880/1, L884		Classe 1A	1212276	Faible à Moyen	850 mm 1200 mm	1950 mm	170 mm	10 kg pour L900 mm 15 kg pour L1200mm	100 kg	2 ans
<i>Invacare Respos</i> Code : L883		Classe 1B	1232468	Moyen à Elevé	850 mm	1950 mm	180 mm	10 kg	100 kg	2 ans
<i>Invacare Viscomixt</i> Code : 1497568		Classe 2	1203640	Moyen à Elevé	870 mm	1950 mm	140 mm	16 kg	110 kg	3 ans
<i>Invacare Premier MaxiGlide</i> Code : SPGM197		-	-	Elevé	880 mm	1970 mm	152 mm	12,5 kg	247 kg	Housse : 4 ans Mousse : 8 ans
<i>Invacare Original</i> Code : SF100		-	-	Elevé	880 mm	1950 mm	175 mm	12,5 kg	165 kg	Housse : 4 ans Mousse : 8 ans
<i>Invacare Premier 120</i> Code: 1486733		-	-	Elevé	1150 mm	2000 mm	152 mm	13 kg	247 kg	Housse : 4 ans Mousse : 8 ans
<i>Invacare Softform Premier Active 2</i> Code: 1552613		-	-	Elevé	880 mm	1970mm	152 mm	14 kg	247 kg	Housse : 4 ans Mousse : 8 ans

Invacare Compresseur pour *Softform Premier Active 2*  
Code 1549002 (garantie 2 ans)

### Prescription



#### Modèle de Prescription

##### Matelas de classe 1

„Mr/Mme X est alité de 10 à 15 heures par jour et présente un risque faible à moyen sur échelle Norton/Braden/Waterloo, score de...

Son état nécessite la délivrance d'un matelas de, classe 1A, code 1212276//classe 1B, code 1234868'.

##### Matelas de classe 2

„Mr/Mme X est alité plus de 15 heures par jour et présente un risque moyen à élevé sur échelle Norton/Braden/Waterloo, score de ...

Son état nécessite la délivrance d'un matelas de classe 2, code 1203640.

