



Yes, you can.®



Crash testé
ISO 7176-19

Liste des produits *Invacare*® crash testés

Voici la liste des produits *Invacare* crash testés selon la norme ISO 7176-19 :

<i>Invacare</i> ® Action ⁵ _{NG} et Action ⁵ Rigid	<i>Invacare</i> ® Freedom TM NXT TM	<i>Invacare</i> ® Pronto TM M41
<i>Invacare</i> ® Action ⁴ _{NG}	<i>Küschall</i> ® Compact	<i>Invacare</i> ® TDX [®] SP2 NB
<i>Invacare</i> ® Action ³ _{NG} et A3 _{NG} Light	<i>Küschall</i> ® Compact Attract	<i>Invacare</i> ® FDX [®]
<i>Invacare</i> ® Action ³ Junior	<i>Küschall</i> ® Ultra-Light	<i>Invacare</i> ® Kite [®]
<i>Invacare</i> ® Action ² _{NG}	<i>Küschall</i> ® K-Series	<i>Invacare</i> ® Storm4 [®] Family
<i>Rea</i> ® Clematis [®]	<i>Küschall</i> ® K-Series Attract	<i>Invacare</i> ® Bora [®]
<i>Rea</i> ® Dahlia [®]	<i>Chasswheel</i> ® Four X	<i>Invacare</i> ® Fox
<i>Rea</i> ® Azalea [®] Family	<i>Invacare</i> ® TDX [®] SP2	<i>Invacare</i> ® Esprit Action [®] 4

➤ Qu'est-ce que la norme ISO 7176-19 ?

L'ISO 7176-19 est la norme de référence qui s'applique à tous les fauteuils roulants, manuels et électriques, qui, en plus de leur fonction principale de dispositifs de mobilité montés sur roues, peuvent également être utilisés comme sièges face à la route dans les véhicules à moteur par les enfants et adultes ayant une masse corporelle supérieure ou égale à 22 kg. L'ISO 7176-19 définit les exigences de conception et de performance des fauteuils roulants et les méthodes d'essai associées, ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage du fauteuil roulant, la documentation publicitaire, les instructions d'utilisation et les avertissements destinés aux utilisateurs.

Voici également la liste des produits compatibles avec la station d'arrimage **DAHL** qui permet la conduite automobile ou le transport passif dans un véhicule en toute sécurité :

✓ *Invacare*® **Storm4**[®]
Family

✓ *Invacare*® **TDX**[®] **SP2**

✓ *Invacare*® **FDX**[®]

✓ *Invacare*® **TDX**[®] **SP2 NB**



Bien cordialement,

Benjamin VERON

Chef de Produits Fauteuils Roulants

INVACARE® POIRIER® S.A.S
Route de Saint Roch – 37230 Fondettes France
Tél : +33 2 47 62 64 66 – Fax : +33 2 47 42 12 24