



Alpha Basic



Conçu pour les utilisateurs
nécessitant un soutien important



Le *Dolomite Alpha Basic* est une solution pour les utilisateurs nécessitant un bon maintien antébrachial. L'*Alpha Basic* permet également d'avoir un bon positionnement des avant-bras et des mains sur les poignées.

Poignées multi ajustables

Les poignées de l'*Alpha Basic* sont dotées de plusieurs réglages possibles : hauteur, profondeur, largeur. Ces réglages sont nécessaires pour l'utilisateur afin de répondre à un besoin supplémentaire de soutien avec une bonne position de marche. La forme incurvée des supports appui bras procure un maximum de confort pour l'utilisateur et une bonne stabilité.



Caractéristiques et Options



Porte canne

Référence: 12606



Porte bouteille à oxygène compatible bouteilles 1L et 1.7L *Invacare Homefill II*

Référence: 12682-25



Montre-trottoir

Référence: 12560-21



Tablette d'appui rembourrée

Large surface d'appui antébrachial permettant de prendre appui sur les avant-bras afin de garder les bras le long du corps. Référence: 13018



Poignée adaptateur avec frein

unilatéral droit ou gauche Pour les utilisateurs hémiplésiques. Références: 12612-R (droit), 12612-L (gauche)



Frein unilatéral droit ou gauche

Permet d'actionner les deux freins avec une seule main. Références: 12514-R (droit), 12514-L (gauche)

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
<i>Alpha Basic</i>	650 mm	700 mm	510 mm	950 - 1240 mm	620 mm	430 mm	200 mm	10.9 kg

Poids max. utilisateur



Dolomite Alpha

125 kg

Coloris

Bleu



Code

12230-35-24